


Instruccions de recollida de mostra per a l'anàlisi de sang oculta en femta

Instruccions

- La mostra no ha de ser recollida durant la menstruació, si teniu hemorroides o si elimineu sang per l'orina. No permeteu que la femta de la mostra es barregi amb orina o aigua del vàter.
- No és necessari que seguiu dieta abans de l'obtenció de la mostra.
- No utilitzeu laxants com ara oli de castor, glicerol i els seus derivats.
- No utilitzeu fàrmacs amb acció irritant sobre la membrana intestinal.

Recollida de la mostra

- 1) Col·loqueu el paper higiènic a la tassa del vàter.
- 2) Defecau directament sobre el paper higiènic. És més fàcil asseure's a l'inrevés (de cara a la tapa). Eviteu que la femta de la qual prengueu la mostra contacti amb l'aigua del vàter o amb orina.
- 3) Descargoleu el tap verd amb el bastó adjunt per a la recollida.
- 4) Punxeu en quatre llocs diferents i rasqueu la femta per la superfície de forma creuada. Els solcs del bastó han de quedar totalment coberts per femta.
- 5) Col·loqueu l'aplicador dins del tub i torneu a cargolar-lo. Agiteu amb força per homogeneïtzar la mostra. No torneu a obrir-lo en cap cas.
- 6) Conserveu el tub en el frigorífic. Lliureu-lo el més aviat possible, dins del sobre adjunt, al centre de salut amb el volant de sol·licitud.



Important: Un cop recollida la mostra, guardeu-la a la nevera (2-10 °C) i transporteu-la al laboratori en un termini màxim de dos dies.