

Instrucciones para realizar el Test de GRAHAM

Se le entregará un sobre con un contenedor con tres portaobjetos de cristal con cinta adhesiva transparente adherida.

Procedimiento de recogida

- Despegue la cinta del portaobjeto y dele la vuelta al extremo, de forma que la cara adhesiva quede expuesta por ambas caras.
- Cuidadosamente separe los glúteos con una mano y con la otra presione la zona perianal con la cinta varias veces, tanto en la zona izquierda como en la derecha de los pliegues.
- Vuelva a colocar la cinta adhesiva a lo largo del portaobjetos con la cara adhesiva contra la superficie de este.
- Introduzca los portaobjetos en el contenedor y éste en el sobre. Una vez realizado este paso, llévelo al laboratorio.
- Lávese cuidadosamente las manos una vez acabada la toma.

