



Realització d'espirometria Post-COVID

1. Valoració del pacient

No realitzeu la prova a pacients:

- COVID-19 positius
- Amb simptomatologia compatible amb la COVID-19
- Contactes estrets de COVID-19 positius

2. Recepció del pacient (proves amb cita prèvia)

Eviteu aglomeracions a la sala d'espera



3. Condicions de la sala

La consulta ha de tenir **ventilació natural** i unes mides no inferiors a **2,5 * 3m**

4. Preparació de l'espiròmetre:



5. Realització de la prova

El pacient s'ha de retirar la mascareta, només durant la realització de la prova.



INCORRECTE



CORRECTE



Es deixaran els objectes personals en un espai habilitat, fàcil de rentar.



Col·locació de l'usuari per realitzar la prova



Realització d'espirometria Post-COVID

Mesures per al professional:



Higiene de mans

Bata de baixa permeabilitat


Mascareta FFP2

Ulleres integrals
o
pantalla facial

Guants d'un sol ús

Neteja i desinfecció després de la prova

1. Ventileu la sala -durant uns 15 minuts- entre usuari i usuari.



2. Rebutgeu entre pacient i pacient el filtre bacterià/víric.

3. Canvieu el transductor cada 4/5 espirometries.



4. Netegeu i desinfecteu l'aparell, accessoris i zona perimetral on s'ha realitzat la prova.

Documents interns de referència:

- Mesures preventives en la realització d'espirometries Post-covid de BSA.
- Guia de mesures de prevenció i EPIs de BSA.
- Procediment de neteja i desinfecció de material i superfícies per a personal de BSA.
- Procediments d'infermeria en MPOC i asma de BSA.